



NNG



NNG

✉ info@nwgsrl.it

🌐 www.nwgsrl.it

☎ +39 081 19137940

☎ +39 081 18280317

📍 SEDE OPERATIVA:

Via A. Scarlatti, 126
80127 Napoli

📍 MAGAZZINO:

Via Consortile Zona Asi
Complesso Marican VEGA 1
81030 Teverola (CE)

📍 SEDE LEGALE:

P.zza Vanvitelli, 15
80129 Napoli

P.I. 01347250522

CODICE UNIVOCO: T04ZHR3



TUINC-3

CAT.III TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT



TUTA PROTETTIVA MONOUSO DISPOSABLE COVERALL

HIGH
Quality



Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection



Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Protezione da Particelle Solide
Type 5-B / Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
 $L_{jmn, 82/90} \leq 30 \%$



Protezione Limitata da Schizzi di
Sostanze Chimiche Liquide
Type 6-B / Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
 $L_{jmn, 82/90} \leq 30 \%$



TAGLIE SIZES	Small	Medium	Large	X Large	2X Large	3X Large
PETTO CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
ALTEZZA SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm



Dimensioni scatola
Box size
60x40x40 cm



Scatole su pallet
Parcels on pallets
25 Pcs



Peso scatola
Box weight
10 Kg



Quantità di carico del camion
Truck loading quantity
24 Pallets



Pezzi in scatola
Pieces in Box
40 Pcs



Quantità di carico del contenitore
40' Container loading quantity
24 Pallets



Dimensioni pallet
Pallet size
100x120x210 cm



D.P.I. Monouso
DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Non lavare
Not washing



Non adatto all'asciugatrice
No drying



Non lavare a secco
No cleaning



Non stirare
No ironing



Non candeggiare
No bleach



Tenere lontano dal fuoco
Keep away from fire

CONSERVAZIONE/SCADENZA

Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15-25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ambiente di conservazione ideale: umidità 65% rh

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



CAM3LAM



CAMICE MONOUSO DISPOSABLE PROTECTIVE GOWN



Protezione Limitata da Schizzi DI
Sostanze Chimiche Liquide
TYPE 6-B / Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min} 82/90 ≤ 30 %



Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Kullanma Talimatını Okuyunuz.
Please Read User Manual.

HIGH Quality



TAGLIE SIZES	Small	Medium	Large	X Large	2X Large	3X Large
LUNGHEZZA LENGTH	110,0	115,0	120,0	123,0	130,0	140,0
POLSO WRIST	31,0	32,0	33,5	34,0	34,5	35,0
LUNGHEZZA DELLA MANICA SLEEVE LENGTH	55,0	56,0	59,0	60,0	60,5	61,5
SPALLA SHOULDER	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	22,0
LARGHEZZA WIDTH	145,0	150,0	160,0	165,0	165,0	167,0

Le misure riportate sono espresse in cm. / Reported measures are in cm.

Tolleranza ± 2cm / Tolerance ± 2cm



Dimensioni scatola
Box size
60x40x40 cm



Scatole su pallet
Parcels on pallets
25 Pcs



Peso scatola
Box weight
8,5 Kg



Quantità di carico del camion
Truck loading quantity
24 Pallets



Pezzi in scatola
Pieces in Box
60 Pcs



Quantità di carico del contenitore
40' Container loading quantity
24 Pallets



Dimensioni pallet
Pallet size
100x120x210 cm



D.P.I. Monouso
DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Non lavare
Not washing



Non adatto all'asciugatrice
No drying



Non lavare a secco
No cleaning



Non stirare
No ironing



Non candeggiare
No bleach



Tenere lontano dal fuoco
Keep away from fire

CONSERVAZIONE/SCADENZA

Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15-25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ambiente di conservazione ideale: umidità 65% rh

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



2163



CAM1LAM



CAMICE MONOUSO CAT 1 DISPOSABLE PROTECTIVE GOWN



Protezione Limitata da Schizzi Di
Sostanze Chimiche Liquide
EN 13034:2005+A1:2009



Kullanma Talimatını Okuyunuz.
Please Read User Manual.
Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms PROTECTION
EN 14126:2003+AC:2004

HIGH
Quality



TAGLIE SIZES	Small	Medium	Large	X Large	2X Large	3X Large
LUNGHEZZA LENGTH	110,0	115,0	120,0	123,0	130,0	140,0
POLSO WRIST	31,0	32,0	33,5	34,0	34,5	35,0
LUNGHEZZA DELLA MANICA SLEEVE LENGTH	55,0	56,0	59,0	60,0	60,5	61,5
SPALLA SHOULDER	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	22,0
LARGHEZZA WIDTH	145,0	150,0	160,0	165,0	165,0	167,0

Le misure riportate sono espresse in cm. / Reported measures are in cm.

Tolleranza ± 2cm / Tolerance ± 2cm



Dimensioni scatola
Box size
60x40x40 cm



Scatole su pallet
Parcels on pallets
25 Pcs



Peso scatola
Box weight
12 Kg



Quantità di carico del camion
Truck loading quantity
24 Pallets



Pezzi in scatola
Pieces in Box
100 Pcs



Quantità di carico del contenitore
40' Container loading quantity
24 Pallets



Dimensioni pallet
Pallet size
100x120x210 cm



D.P.I. Monouso
! DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Non lavare
Not washing



**Non adatto
all'asciugatrice**
No drying



Non lavare a secco
No cleaning



Non stirare
No ironing



Non candeggiare
No bleach



**Tenere lontano
dal fuoco**
Keep away from fire

CONSERVAZIONE/SCADENZA

Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15-25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ambiente di conservazione ideale: umidità 65% rh

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



2163



FFP2



MASCHERINA PROTETTIVA FFP2
PROTECTIVE MASK FFP2



HIGH EFFICIENCY
FILTRATION



COMFORTABLE
LAMINATING



HEALTHY
BREATHING



5-LAYER OF
PROTECTION



Dimensioni scatola
Box size
60x40x40 cm



Scatole su pallet
Parcels on pallets
24 Pcs



Peso scatola
Box weight
10 Kg



Quantità di carico del camion
Truck loading quantity
24 Pallets



Pezzi in scatola
Pieces in Box
40 Pack/Box (25pcs)
1000 Pcs imbustate
singolarmente



Quantità di carico del contenitore
40' Container loading quantity
24 Pallets



Dimensioni pallet
Pallet size
100x120x210 cm



D.P.I. Monouso
! DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Non lavare
Not washing



Non adatto all'asciugatrice
No drying



Non lavare a secco
No cleaning



Non stirare
No ironing



Non candeggiare
No bleach



Tenere lontano dal fuoco
Keep away from fire

CONSERVAZIONE/SCADENZA

Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.

STORAGE / EXPIRY DATE: It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ambiente di conservazione ideale: umidità 65% rh

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



**MASCHERINA
CHIRURGICA II R**
SURGICAL
MASK IIR

MASIIR



**HIGH
Quality**



93/42/CEE+ UNI EN 14683:2019



HIGH EFFICIENCY FILTRATION



COMFORTABLE LAMINATING



HEALTHY BREATHING



3 -LAYER OF PROTECTION



Dimensioni scatola
Box size
60x40x40 cm



Scatole su pallet
Parcels on pallets
24 Pcs



Peso scatola
Box weight
10 Kg



Quantità di carico del camion
Truck loading quantity
24 Pallets



Pezzi in scatola
Pieces in Box
20 Pack/box
1200 Pcs -6 Blister for 10 pcs



Quantità di carico del contenitore
40' Container loading quantity
24 Pallets



Dimensioni pallet
Pallet size
100x120x210 cm



D.P.I. Monouso
! DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Non lavare
Not washing



Non adatto all'asciugatrice
No drying



Non lavare a secco
No cleaning



Non stirare
No ironing



Non candeggiare
No bleach



Tenere lontano dal fuoco
Keep away from fire

CONSERVAZIONE/SCADENZA

Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.

STORAGE / EXPIRY DATE: It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ambiente di conservazione ideale: umidità 65% rh
Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



DISP700ML



**DISPENSER
AUTOMATICO**
AUTOMATIC
DISPENSER

HIGH
Quality



Dimensioni scatola
Box size
60x40x40 cm



Scatole su pallet
50 Pcs



Peso scatola
Box weight
12 Kg



Pezzi in scatola
Pieces in Box
30 Pcs



Dimensioni pallet
Pallet size
100x120x210 cm

CARATTERISTICHE:

- Sensore a infrarossi interno ad alta precisione
- Facile installazione
- Erogazione precisa
- Ampia capacità del serbatoio
- Rilevamento a vista livello serbatoio
- Utilizzabile anche per saponi

Specifiche Tecniche

DIMENSIONI	110x95x165 mm
CAPACITÀ	700 ml
DOSAGGIO	1 ml per erogazione
MATERIALE	Plastica (ABS- AS)
ALIMENTAZIONE	4 Batterie AA
VOLTAGGIO ENERGIA ELETTRICA	DC 6V
BATTERIA	4x1.5V"D"
CORRENTE DI LAVORO	120 ma
CORRENTE STATICA	60 ua
DISTANZA PER AZIONAMENTO	0~10 cm
BATTERIA QUASI SCARICA	4.2 V



TERMOSCAN



TERMOMETRO INFRAROSSI

INFRARED THERMOMETER

HIGH
Quality



Dimensioni scatola

Box size
60x40x40 cm



Scatole su pallet

Parcels on pallets
50 Pcs



Peso scatola

Box weight
6,5 Kg



Pezzi in scatola

Pieces in Box
60 Pcs



Dimensioni pallet

Pallet size
100x120x210 cm

CARATTERISTICHE:

- Sensore a infrarossi interno ad alta precisione
- Visualizzazione chiara su ampio display LCD con retroilluminazione evidenziata
- Spegnimento automatico
- Alta precisione
- Rilevamento della temperatura senza contatto
- Risultati del rilevamento salvati automaticamente
- Rilevamento rapido con risultati in un secondo

Specifiche Tecniche

DIMENSIONI	150x90x42 mm
PESO	NETTO 99g - LORDO 188g
INTERVALLO DI TEMPERATURA	32°C~ 43°C°
METODO MISURAZIONE	Senza contatto
DISTANZA MISURAZIONE	3-5cm
TEMPO MISURAZIONE	1 secondo
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	10°C~40°C°Umidità≤85%
SALVATAGGIO VALORI	32 salvataggi
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	DC 3V (2 Batterie AAA)
RETROILLUMINAZIONE	Giallo - Verde - Rosso
AUTOSPEGNIMENTO	15 secondi



TAMPCLUNG



TAMPONE per SARS-CoV-2

HIGH Quality



Ministero della Salute

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO						
TIPOLOGIA DISPOSITIVO	IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM	ISCRITTO AL REPERTORIO	CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE/ASSEMBLATORE	NOME COMMERCIALE E MODELLO		
Dispositivo	19911904	S	ICOV5002-100596	CLUNGENE COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST		
FABBRICANTE/ASSEMBLATORE						
CLASSE CE	DATA PRIMA PUBBLICAZIONE	DATA FINE IMMISSIONE IN COMMERCIO	RUOLO AZIENDA	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA/VAT NUMBER
IVD - Altro tipo di IVD	11/0/2020		FABBRICANTE	HANGZHOU CLOGENE BIOTECH CO		
			MANDATARIO	SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE)		
						DE166892350
						DE

Descrizione

Il test antigenico rapido CLUNGENE è un test immunologico a flusso laterale basato sul principio della tecnica del sandwich a doppio anticorpo. L'anticorpo monoclonale che riconosce la proteina nucleocapside (N) di SARS-CoV-2 coniugato con microparticelle colorate viene utilizzato come rilevatore e spruzzato sul tampone di coniugazione. Durante il test, l'antigene SARS-CoV-2 nel campione interagisce con l'anticorpo SARS-CoV-2 coniugato con microparticelle colorate creando un complesso marcato antigene-anticorpo.

Questo complesso migra sulla membrana per azione capillare fino alla linea del test, dove verrà catturato dall'anticorpo monoclonale, immobilizzato nel test, che riconosce la proteina nucleocapside di SARS-CoV-2. La linea colorata (T) diventa visibile nella cassetta del test se gli antigeni SARS-CoV-2 sono presenti nel campione. L'assenza della linea T suggerisce un risultato negativo. La linea di controllo (C) viene utilizzata come controllo procedurale e quindi appare sempre se la procedura del test viene eseguita correttamente.

CONTENUTO DEL BOX:

- 25 Test Cassette: ogni cassetta con il suo essiccante è contenuta all'interno di una singola busta di alluminio
- 25 Reagenti di estrazione: fiala contenente 0,3 mL di reagente di estrazione
- 25 tamponi sterilizzati: tampone monouso per la raccolta dei campioni
- 25 tubi di estrazione
- 25 punte contagocce
- 1 stazione di lavoro
- 1 foglietto illustrativo

Pezzi in box 25 Pcs

Listino Prezzi:

- fino a 1000 pz: € 1,90 cad. IVA ES.+ SPEDIZIONE
- oltre 1000 pz: € 1,80 cad. IVA ES. + SPEDIZIONE

ORDINE MINIMO: 200 PZ

Condizioni di Vendita: Bonifico Bancario Anticipato



NNG



NNG

✉ info@nwgsrl.it

🌐 www.nwgsrl.it

☎ +39 081 19137940

☎ +39 081 18280317

📍 SEDE OPERATIVA:

Via A. Scarlatti, 126
80127 Napoli

📍 MAGAZZINO:

Via Consortile Zona Asi
Complesso Marican VEGA 1
81030 Teverola (CE)

📍 SEDE LEGALE:

P.zza Vanvitelli, 15
80129 Napoli

P.I. 01347250522

CODICE UNIVOCO: T04ZHR3